

# Lekkie ceny dla legalizowanych wag medycznych seca

**seca**  
Precyzja dla zdrowia

Precyzja, jakość, nowoczesność to również spokój, bezpieczeństwo i komfort użytkowania ważny szczególnie w medycynie – tam gdzie przecież chodzi o zdrowie i życie ludzi. Wagi seca są projektowane i konstruowane pod tym właśnie kątem. Warto pamiętać, że na dłuższą metę jakość opłaca się bardziej ze względu na niskie koszty utrzymania i trwałość urządzenia. Jak to mówią „Tanio, kupuje się dwa razy”.



seca 799 + seca 220 

## Waga kolumnowa z funkcją BMI

- + Niezależny wybór miejsca użytkowania, ze względu na baterie
- + Funkcja BMI
- + Łatwa w transporcie dzięki wbudowanym kółkom
- + Ekonomiczny i tani w utrzymaniu ze względu na niskie zużycie energii
- + Dzięki wzrostomierzowi seca 220 można określić zarówno wysokość, jak i ciężar w jednym kroku, oszczędzając czas

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Nośność             | 200 kg                                   |
| Podziałka           | 100 g < 150 kg > 200 g                   |
| Funkcje             | TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie |
| Wymiary (S x W x G) | 294 x 831 x 417 mm                       |
| Waga netto          | 7 kg                                     |

~~1690 pln brutto~~  
**1390 pln brutto**



seca 956 (III)

## Wagi przeznaczone do ważenia na siedząco



- + Proste rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych
- + Odchylane podłokietniki i oparcia na stopy dla wygodnego zajmowania ożycji
- + Blokady kótek dla bezpiecznego siadania i wstawania
- + Intuicyjny panel sterowania dla łatwej obsługi wagi
- + Najważniejsze funkcje dla maksymalnej korzyści

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nośność             | 200 kg                              |
| Podziałka           | 100 g                               |
| Funkcje             | TARA, HOLD, automatyczne wyłączenie |
| Wymiary (S x W x G) | 563 x 897 x 956 mm                  |
| Waga netto          | 22,4 kg                             |

~~2990 pln brutto~~  
2890 pln brutto



seca 834 (III)

## Elektroniczna waga niemowlęca do użytku także jako waga płaska dla dzieci stojących

- + Waga niemowlęca i płaska do ważenia dzieci w jednym
- + Proste zdejmowanie szalki z podstawy
- + Funkcja Breast Milk Intake (pokazuje ilość wypitego przez dziecko mleka)
- + Bardzo lekka i łatwa w przenoszeniu

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nośność             | 20 kg                                                                    |
| Podziałka           | 10 g < 10 kg > 20 g                                                      |
| Funkcje             | TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, automatyczne wyłączenie |
| Wymiary (S x W x G) | 552 x 156 x 341 mm                                                       |
| Waga netto          | 2,5 kg                                                                   |

~~890 pln brutto~~  
690 pln brutto



seca 875 (III)

## Płaska waga do mobilnego użytku

- + Szeroka platforma dla dużej stabilności
- + Lekka i łatwa do transportowania, opcjonalnie z torbą transportową
- + Długotrwałe zasilanie bateryjne do łatwego użytku

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nośność             | 200 kg                                    |
| Podziałka           | 200 g                                     |
| Funkcje             | automatyczne wyłączenie przez nastąpienie |
| Wymiary (S x W x G) | 321 x 60 x 356 mm                         |
| Waga netto          | 4 kg                                      |

~~850 pln brutto~~  
790 pln brutto



Więcej informacji pod

Precyzja dla zdrowia  
seca.com